

SmartPegs originais da Osstell

Agora também disponíveis
na versão reutilizável



SmartPeg **de uso único**
SmartPeg **reutilizável**

Confie no valor medido

O único valor verdadeiro

Os SmartPegs fazem parte do conceito original ISQ da Osstell e utilizam o método RFA comprovado para a medição da estabilidade do implante. Descubra a diferença que valores ISQ confiáveis fazem – e por que os SmartPegs são a escolha preferida de clínicos em todo o mundo.

Por que SmartPegs da Osstell?


A escala ISQ original.
A mais bem documentada.
A Osstell é a criadora da escala ISQ, a solução mais validada clinicamente no mundo para a medição da estabilidade do implante.



Encontre os SmartPegs reutilizáveis disponíveis
Os SmartPegs estão disponíveis na versão reutilizável para sistemas de implantes selecionados. A disponibilidade está sujeita à aprovação do mercado local. Escaneie o código QR ou acesse osstell.com/news/find-theavailable-reusable-smartpegs/ para visualizar a lista atual de SmartPegs reutilizáveis disponíveis.



Não tem certeza de qual SmartPeg é compatível com o seu implante?
Utilize nossa ferramenta online “**Find my SmartPeg**” para identificar o tipo e a versão de SmartPeg adequados ao seu sistema de implante.



Principais características e vantagens de relance

 Fabricado em alumínio	 Para proteger a conexão do implante, fabricada com precisão e sensível
 Baseado na tecnologia ISQ original	 Para integridade e flexibilidade
 Validado cientificamente	 Para alta confiabilidade dos resultados de medição
 Confiança em cada medição	 Para alta segurança de diagnóstico
	
Características Vantagens	



Duas versões

Uma solução comprovada

SmartPeg como produto estéril de uso único ou reutilizável. Você tem a opção. Flexibilidade total com a mesma precisão de ISQ e sem necessidade de tabelas de conversão.

SmartPeg de uso único

Fornecido estéril e pronto para uso

Para profissionais clínicos que preferem uma solução de uso único, o SmartPeg de uso único é a opção mais simples, pois é fornecido estéril e pronto para uso. Sua ampla cobertura global de sistemas de implantes oferece máxima flexibilidade, com centenas de sistemas de implantes.

Principais características:

- › Fornecido estéril e pronto para uso
- › Elimina qualquer risco de erros de reprocessamento
- › Ampla cobertura global de sistemas de implantes pela Osstell

SmartPeg reutilizável

Até 20 ciclos validados de reprocessamento

Mesma precisão de ISQ comprovada. O novo SmartPeg reutilizável é fabricado com o mesmo material de alumínio da versão estéril de uso único, garantindo total continuidade, com base em extensa documentação clínica que comprova o método ISQ original.

Principais características:

- › Até 20 ciclos validados de reprocessamento
- › Mesma precisão de ISQ do SmartPeg estéril de uso único
- › Marcação a laser com Tipo e número de lote para identificação clara
- › Ímã preto para fácil orientação durante a medição e clara distinção da versão estéril de uso único
- › Revestimento de superfície protetor para desempenho duradouro

REUSABLE

Sua primeira escolha para a avaliação da estabilidade do implante **Osstell Beacon**

O Osstell Beacon permite uma avaliação precisa e eficiente da estabilidade do implante, sendo a escolha ideal para consultórios odontológicos modernos. Com sua orientação intuitiva por cores (semáforo) e medições em tempo real da estabilidade do implante dentário, fornece informações valiosas que apoiam decisões clínicas fundamentadas e o planejamento do tratamento.

Para ainda mais praticidade, o Osstell Beacon inclui o **OsstellConnect**, uma plataforma gratuita baseada em nuvem que oferece insights valiosos de dados, melhora a comunicação com o paciente e simplifica a documentação.




Procurando uma solução simples? **Osstell Classic é a escolha certa**

Para medições confiáveis da estabilidade do implante sem recursos adicionais, o Osstell Classic é uma solução prática e simples. Ele utiliza a tecnologia RFA baseada em evidências da Osstell para fornecer avaliações de estabilidade objetivas e reproduzíveis que apoiam a tomada de decisão clínica.



Todas as soluções para uma cirurgia oral do futuro

O guia de cirurgia oral da W&H serve como uma orientação prática para as etapas individuais do tratamento em cirurgia oral e implantodontia – desde o diagnóstico até o tratamento e a documentação final.



As tecnologias digitais estão revolucionando o tratamento odontológico. Através da integração ideal de dispositivos, software e processos digitais, a W&H oferece suporte aos usuários em todas as etapas do tratamento para que tomem decisões eficientes, seguras e orientadas para o paciente. Os produtos da W&H trabalham em conjunto, estão interligados e se complementam.

Comparação entre SmartPegs de uso único e reutilizáveis

Especificações	SmartPeg de uso único	SmartPeg reutilizável
Manuseio:	Estéril, pronto para uso	Não estéril, requer limpeza e esterilização validadas
Resíduos:	Mais resíduos por aplicação	Menos resíduos ao longo do tempo
Fluxo de trabalho:	Um peg por sessão de tratamento	Várias sessões de tratamento, até 20 vezes
Precisão de ISQ:	Qualidade consistente	Qualidade consistente
Portfólio de produtos:	Linha completa	Compatível com todas as principais marcas de implantes
Embalagem:	Embalagem com 5 unidades, blister	Embalagem individual em invólucro plástico
Prazo de validade:	5 anos	Sem prazo de validade
 Não tem certeza de qual SmartPeg é compatível com o seu implante? Utilize nossa ferramenta online "Find my SmartPeg" para identificar o tipo e a versão de SmartPeg adequados ao seu sistema de implante.		



Fabricante:

Osstell AB
Stampgatan 14
411 01 Göteborg, Sweden
t +46 31 340 82 50
info@osstell.com
osstell.com

Imagens meramente ilustrativas. Acessórios e equipamentos adicionais não estão incluídos no material fornecido.

20594 APOB Rev. 000 / 28.04.2026
Sujeito a alterações